

Der **WIROMAT-VET xxHF Variabel** ist ein kompaktes System mit modernsten Bauteilen. Es eignet sich für Kleintierpraxen. Durch den modularen Aufbau kann das System genau nach Ihren Vorstellungen zusammengesetzt werden. Die kompakte Modulanordnung ermöglicht eine effiziente Installation und Wartung. Das hochentwickelte System garantiert Kompatibilität und Erweiterungsmöglichkeiten, heute und in Zukunft.

Der **WIROMAT-VET xxHF Variabel** ist mit einem Röntgengenerator modernster Hochfrequenz-Technologie ausgerüstet, der allen Anforderungen gerecht wird. Er zeichnet sich durch kürzest Belichtungszeiten und durch seine brillante Bildqualität aus.

Den **WIROMAT-VET xxHF Variabel** gibt es in zwei Systemen.



### System 1

Der Untersuchungstisch ist fest montiert und hat eine bewegliche Tischplatte, um das Positionieren zu vereinfachen.



### System 2

Die Untersuchungsfläche ist fahrbar. Dadurch kann sie für andere Zwecke noch gebraucht werden.

